


OKO | ADAPTATEUR DE TRANSLATION AP4HML4H pour prothèses provisoire



©Copyright 2016, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 19/09/2017



OKO - AP4HML4H

Article

Aluminium/Inox

Référence

OKO-AP4HML4H

- Réglages simples et rapides quantifiés
- Réglages dans tous les plans (sur une jambe droite ou gauche, en se positionnant devant ou derrière votre patient selon vos habitudes ...)
- 28 mm de réglage Antéro/Postérieur
- 28 mm de réglage Médio/Latéral
- Fixation simple par 4 vis des 2 côtés (entre axe de 36 mm standard)
- Repère de translation précis

