


DAW s.a.

SU S

Gaines Bonnets



TEXTILE POUR L'ORTHOPEDIE




DAW s.a.

La signature de l'excellence...

RÉFÉRENCES :


- gaine100 - 1000
- bonnet 3 Fils Non Molletoné 3000
- Molletoné 3050
- bonnet 5 Fils Non Molletoné 5000
- Molletoné 5050



bras

RÉFÉRENCES :

- gaine101 - 1001
- bonnet 3 Fils Non Molletoné 3001
- Molletoné 3051
- bonnet 5 Fils Non Molletoné 5001
- Molletoné 5051



avant-bras

Longueurs Standard

TIERS SUPÉRIEUR	TIERS MOYEN	TIERS INFÉRIEUR	DÉARTICULATION DU POIGNET	DÉARTICULATION METACARPO-PHALANGIENNE
20 25	30 35	40 45	45 50	20 25
45 50	40 45	45 50	40 45	50 55

Formes

CIRCONFÉRENCE du membre au niveau supérieur de la prothèse	Jusqu'à 20 cm	21 à 25 cm	26 à 32 cm
	00	0	1
FORME	1		


TAILLE = FORME + LONGUEUR

INTERFACE POUR CORSET

GAINE ET BONNET



GAINE ET BONNET



Longueurs Standard

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

CIRCONFÉRENCE du membre au niveau supérieur de la prothèse	26 à 32 cm	33 à 40 cm	41 à 50 cm	51 à 60 cm	61 à 70 cm
	1	2	3	4	5
FORME					


Formes

TAILLE = FORME + LONGUEUR



RÉFÉRENCES DES GAINES & BONNETS

Amputation Tibiale et Fémorale
Appareillage Classique
(Avec Cuissard)



Amputation Tibiale
Appareillage Contact

Bonnets 6 Fils		Bonnets 5 Fils			Bonnets 3 Fils			Qualité	Gaines
Laine	100% Coton	Laine	CoolMax	100% Coton	Laine	CoolMax	100% Coton		Nylon
6501	5501	5591	3501	3591	3581	3581	3591	Non Molletonné	1501
6551	5551		3551		3581M	3581M		Molletonné	
6502	5502		3502					Non Molletonné	1502
6552	5552		3552					Molletonné	

Étiquette Verte

Gaines	Qualité	Bonnets 3 Fils			Bonnets 5 Fils		Bonnets 6 Fils	
		Laine	CoolMax	100% Coton	Laine	100% Coton	Laine	100% Coton
1300	Non Molletonné	3300	3380	3390	5300	5390		6300
	Molletonné	3350	3380M		5350			6350
1303	Non Molletonné	3303			5303			6303
	Molletonné	3353			5353			6353
1301	Non Molletonné	3301	3381	3391	5301	5391		6301
	Molletonné	3351	3381M		5351			6351
1302	Non Molletonné	3302			5302			6302
	Molletonné	3352			5352			6352

Étiquette Jaune

