

GAMME **225 Kg** | **COMPOSANT** **PROTHÉTIQUE XXL**



Ancre à couler 4 branches courtes

N10A7/T

- Avec pyramide mâle; hauteur totale 52 mm
- Pour emboîture Tibiale
- Trous extra-large
- Pour stratification directe
- Pyramide exclusivement adaptable sur N11A225/T
- Matériau : Titane ; poids : 213 g ; hauteur effective : 23 mm



Adaptateur de tube -Titane-, Ø 34 mm

N 11A225/T

- Hauteur totale 55 mm
- Noyau compatible exclusivement avec l'ancre à couler N10A7/T et l'embase de pied SACH N16A7/M14
- 4 vis de réglages N22A2/M8x12mm
- Matériau: Titane ; poids: 167 g ; hauteur effective : 21 mm



Tube en Alliage léger

N28A3/A300

- Tube en Alliage léger Ø 34 x 5 mm
- Anodisé argent
- Compatible avec adaptateurs de Ø 34 mm
- Matériau : Aluminium ; poids : 460 g ; longueur : 300 mm



Adaptateur de pied S.A.C.H. -Titane

N16A7/M14

- Exclusivement pour système modulaire XXL à 225 kg
- Complet avec vis M14
- Vis acier à filet fin M14x1,5
- A utiliser exclusivement avec l'adaptateur de tube N11A225/T