

**PSV/HFVALVE | VALVE DE DÉPRESSURISATION**

**La Valve de dépressurisation mains libres Coyote Design est la première valve rotative.**

Cette nouvelle génération de valves, avec filtre intégré, offre facilité d'utilisation, confort et sécurité. En effet, d'un simple geste, le patient peut ouvrir la valve pour laisser rentrer l'air dans son emboîture. Il n'y a plus de danger de rentrée d'air intempestive en se cognant sur une chaise.

**VALVE DE DÉPRESSURISATION MAINS LIBRES (Hands Free)****Coyote  
Design** **Référence**

PSV/HFVALVE

WWW

**Caractéristiques**

- Valve rotative
- Filtre intégré
- Démontable
- Facile à mettre en place
- Adaptation facile sur une ancienne emboîture